



LAPAROSSET ABDO-PERINEAAL 5/10 694240




- Aantal Omschrijving
- 4 Handdoekjes 18x25cm
 - 1 OP-tape 9x49cm
 - 1 Slangenhouder 2,5x30cm, klittenband
 - 1 Zelfklevend afdekdoek 75x75cm
 - 1 Laparoscopielaan 250/175/270x260cm, zelfklevende openingen 25x30cm en 13x24cm
 - 1 Instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend

LAPAROSSET ABDO-PERINEAAL 5/10 694241




- Aantal Omschrijving
- 1 Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend
 - 4 Handdoekjes 18x25cm
 - 1 OP-tape 9x49cm
 - 1 Slangenhouder 2,5x30cm, klittenband
 - 1 Zelfklevend afdekdoek 75x75cm
 - 1 Laparoscopielaan 250/175/270x260cm, zelfklevende openingen 25x30cm en 13x24cm
 - 1 Instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend

LAPAROSCOPIESET ABDO-PERINEAAL 5/10 694242




- Aantal Omschrijving
- 1 Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend
 - 4 Handdoekjes 18x25cm
 - 1 OP-tape 9x49cm
 - 1 Slangenhouders 2,5x30cm, klittenband
 - 1 Zelfklevend afdekdoek 75x75cm
 - 1 Laparoscopielaan 300/200/270x295cm, openingen 25x30cm en 13x24cm
 - 1 Instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend

LAPAROSSET 5/10 694265




- Aantal Omschrijving
- 1 Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend
 - 4 Handdoekjes 18x25cm
 - 1 OP-tape 9x49cm
 - 1 Slangenhouder 2,5x30cm, klittenband
 - 1 Camerahoes 14x250cm, afscheurbaar uiteinde
 - 1 Laparoscopielaan 175/250x325cm, zelfklevende opening 25x30cm
 - 1 Instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend

LAPAROSCOPIESET 5/10 694245




- Aantal Omschrijving
- 1 Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend
 - 4 Handdoekjes 18x25cm
 - 1 OP-tape 9x49cm
 - 1 Slangenhouder 2,5x30cm, klittenband
 - 1 Camerahoes 14x250cm, afscheurbaar uiteinde
 - 1 Laparoscopielaan 250/175/270x260cm, zelfklevende opening 25x30cm
 - 1 Instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend

BARIATRISCHE LAPAROSCOPIESET 5/10 61450




- Aantal Omschrijving
- 1 Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend
 - 4 Handdoekjes 18x25cm
 - 1 OP-tape 9x49cm
 - 2 Slangenhouders 2,5x30cm, klittenband
 - 1 Camerahoes 14x250cm, afscheurbaar uiteinde
 - 2 Instrumentenzakken 25x40cm
 - 1 Laparoscopielaan 280/230/270x335cm, zelfklevende opening 32x42cm
 - 1 Instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend

LAPAROSCOPIESET 7/14 696600



- Aantal Omschrijving
- 2 Handdoekjes 18x25cm
 - 1 OP-tape 9x49cm
 - 1 Zelfklevend afdekdoek 75x75cm
 - 1 Laparoscopielaan 250/270x270cm, zelfklevende opening 26x20cm en opening 7,5x13cm
 - 1 Instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend

LAPAROSCOPIELAKEN



- | Ref. Nr. | Omschrijving | Verpakking |
|----------|--|------------|
| 61360 | Laparoscopielaan 200/270 x 320cm, zelfklevende opening 20x30cm | 8/16 |